

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

# Bariumhydroxide 8H2O - technisch

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

*Handelsnaam:* Bariumhydroxide 8H2O - technisch  
*Product nummer:* 807400  
*Andere vorm van identificatie:* EG Nr: 602-490-7  
 CAS Nr.: 12230-71-6  
*Unieke formule-identificatie (UFI):* 2ANQ-VWP1-1A2F-HEQR

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

*Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel:* Laboratorium gebruik  
 Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

*Gebruiksdescriptoren (REACH):*

| Productcategorie | Beschrijving                    |
|------------------|---------------------------------|
| PC 21            | Laboratoriumchemicaliën         |
| Procescategorie  | Beschrijving                    |
| PROC 15          | Gebruik als laboratoriumreagens |

*Ontraden gebruik :*

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

*Firmanaam en adres:* **Eurofysica B.V**  
 Hambakenwetering 5G  
 5231 DD 's-Hertogenbosch  
 Netherland  
 Tel: 073 - 62 32 26 22  
*Contactpersoon:* Anders C. Aaby  
*E-mailadres:* aca@frederiksen-scientific.com  
*Herziening:* 15-02-2025  
*SDS-versie:* 5.0  
*Datum vorige uitgave:* 18-06-2024 (4.0)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Bij ongeval met dit product neemt contact op met uw arts of de spoeddiensten van het plaatselijke ziekenhuis.  
 Artsen en medisch personeel kunnen met NVIC contact opnemen: Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7). Het telefoonnummer is uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.  
 Zie rubriek 4 over eerstehulpmaatregelen.

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Geclassificeerd overeenkomstig Voorschrift (EC) Nr. 1272/2008 (CLP).

### 2.1. ▼ Indeling van de stof of het mengsel

Acute Tox. 4; H302, Schadelijk bij inslikken.

Skin Corr. 1B; H314, Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Acute Tox. 4; H332, Schadelijk bij inademing.

Aquatic Chronic 3; H412, Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### 2.2. Etiketteringselementen

*Gevarenpictogram(men):*



*Signaalwoord:*

Gevaar

▼ *Gevarenaanduidingen:*

Schadelijk bij inslikken en bij inademing.  
(H302+H332)  
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. (H314)  
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
(H412)

*Veiligheidsaanbevelingen:*

*Algemeen:*

-

*Preventie:*

Stof niet inademen. (P260)  
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. (P271)  
oogbescherming/Beschermende handschoenen/Beschermende kleding dragen. (P280)

▼ *Reactie:*

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):  
verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. (P303+P361+P353)  
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. (P305+P351+P338)

*Opslag:*

-

*Verwijdering:*

Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke voorschriften (P501)

*Stoffen waarvoor meldingsplicht geldt:*

Bariumhydroxide 8H<sub>2</sub>O

*Andere opmerkingen:*

UFI: 2ANQ-VWP1-1A2F-HEQR

### 2.3. Andere gevaren

▼ *Overig:*

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die

aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.  
 Dit product bevat geen stoffen die worden beschouwd als hormoonverstorende stoffen volgens de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie.

### RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

#### 3.1. ▼ Stoffen

| Product / ingrediënt              | Identificatiemogelijkheden                                         | % w/w      | Classificatie                                                                                                  | Opm. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bariumhydroxide 8H <sub>2</sub> O | CAS Nr.: 12230-71-6<br>EG Nr: 602-490-7<br>REACH:<br>Catalogusnr.: | 95 - 100 % | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H332<br>Aquatic Chronic 3, H412 |      |

#### 3.2. Mengsels

Niet van toepassing. Dit product is een stof.

De volledige tekst van de gevarenaanduidingen staat in rubriek 16. Arbeidshygiënische grenswaarden zijn genoemd in rubriek 8, voor zover ze van toepassing zijn.

#### Andere informatie

-

### RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

*Algemeen:*

Bij ongelukken: Contacteer een arts of het :  
 Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7).  
 Neem het etiket van het product of dit veiligheidsblad mee.  
 Het telefoonnummer is uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.  
 Bij aanhoudende symptomen of twijfel over de toestand van het slachtoffer moet er een arts ingeschakeld worden. Geef een bewusteloze persoon nooit water of iets dergelijks.

*Bij inademen:*

Als men moeilijkheden vaststelt tijdens de ademhaling of irritatie van de luchtwegen:  
 Breng het slachtoffer naar buiten en zorg ervoor dat hij in de gaten gehouden wordt.  
 Voorkom shock door het slachtoffer warm en

▼ *Bij huidcontact:*

rustig te houden. Geef kunstmatige ademhaling als de ademhaling stopt. Bij bewusteloosheid: breng het slachtoffer naar een aparte afgesloten ruimte. Bel een ambulance.

Spoel het blootgestelde gebied gedurende lange tijd, minstens 30 minuten, met water. Het kan nodig zijn om gedurende enkele uren te spoelen. Gebruik een comfortabele watertemperatuur (20-30 °C). Neem contact op met Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)/arts/ziekenhuis voor verder advies over opvolging en behandeling.

Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Huid, die in contact is geweest met het materiaal grondig wassen met water en zeep, eventueel huidreinigingsmiddel gebruiken. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

*Bij oogcontact:*

Bij contact met de ogen: Spoel de ogen direct uit met een ruime hoeveelheid water (20-30 °C) tot de irritatie ophoudt en minstens 30 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen. Spoel ook onder het bovenste en onderste ooglid. Bel meteen een arts. Raadpleeg onmiddellijk een arts en blijf spoelen tijdens het transport naar de arts.

*Bij inslikken:*

Bij inslikken: neem direct contact op met een arts. Geef het slachtoffer water te drinken als de persoon bij bewustzijn is. Probeer NIET het slachtoffer te laten braken, behalve als de arts dat adviseert. Laat het hoofd zakken zodat er geen braaksel terugloopt in mond of hals. Voorkom shock door het slachtoffer warm en rustig te houden. Geef kunstmatige ademhaling als de ademhaling stopt. Bij bewusteloosheid: breng het slachtoffer naar een aparte afgesloten ruimte. Bel een ambulance.

*Bij verbranding:*

Niet van toepassing.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Weefsel vernietigende bijwerking: Het product bevat stoffen die bijtend zijn. Als damp of aerosolen worden ingeademd, kan dit schade brengen aan de longen en irritatie en een branderig gevoel veroorzaken in de luchtwegen alsmede hoesten. Bijtende stoffen kunnen irreversibele beschadigingen veroorzaken aan de ogen. Bijt in de huid.

**4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

NA (mogelijke) blootstelling:

Onmiddellijk een arts raadplegen.

**Informatie voor de arts**

Neem dit veiligheidsblad met of het etiket van het materiaal gegevens mee.

**RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN****5.1. Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, waternevel.  
Ongeschikte blusmiddelen: Geen waterstraal gebruiken, dit kan de brand verspreiden.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Brand zal dichte rook ontwikkelen. Blootstelling aan afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Gesloten houders die blootgesteld worden aan vuur, afkoelen met water. Laat het bluswater niet in riolering of waterleiding weglopen.

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Normaal beschermkleding en volledige ademhalingsbescherming. Bij direct contact met de chemicaliën Artsen en medisch personeel met NVIC contact opnemen: Tel: +31 (0)88 755 8000 (bereikbaar 24/7)

**RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Vermijd direct contact met gemorste stof.  
Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in afgesloten ruimten.  
Verontreinigde gebieden kunnen glad zijn.

**6.2. ▼ Milieuvorzorgsmaatregelen**

Voorkom weglopen naar meren, rivieren, riolering, e.d. Neem contact op met de plaatselijke milieuautoriteiten bij uitstoot naar de omgeving.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Beperk lekkage, veeg op en schep in juiste containers voor verwijdering. Opslaan in geschikte, gesloten containers voor verwijdering.  
Schoonmaken wordt voor zover mogelijk met schoonmaakmiddelen gedaan. Vermijd oplosmiddelen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie het rubriek "Instructies voor verwijdering" over hoe om te gaan met afval.  
Zie het rubriek over 8 "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor beschermingsregelingen.

**RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Vermijd direct contact met het product.  
Roken, eten en drinken is niet toegestaan in arbeidslokalen.  
Zie de rubriek "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming" voor informatie over persoonlijke bescherming.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

*Compatibele verpakkingen:*

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

|                                                  |                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Opslag condities:</i>                         | Kamertemperatuur, 15 - 25°C<br>Droog, koel en goed geventileerd                 |
| <i>Chemisch op elkaar inwerkende materialen:</i> | Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen. |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in rubriek 1.2.

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

Het product bevat geen stoffen die voorkomen op de Nederlandse lijst met stoffen met een blootstellingsgrens op de werkvloer.

#### DNEL

Geen gegevens beschikbaar.

#### PNEC

Geen gegevens beschikbaar.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Pas algemene controle toe om onnodige blootstelling te voorkomen.

|                                            |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Algemene gedragslijnen:</i>             | Roken, eten en drinken is niet toegestaan in arbeidslokalen.                                                                                                                    |
| <i>Blootstellingsscenario's:</i>           | Er zijn geen blootstellingsscenario's geïmplementeerd voor dit product.                                                                                                         |
| <i>Blootstellingslimieten:</i>             | Er zijn exponeringsgrenzen voor de stoffen uit dit product gevonden.                                                                                                            |
| <i>Technische maatregelen:</i>             | Betoon algemene voorzichtigheid bij gebruik van het product. Vermijd inademing van gas en stof.<br>Zorg ervoor dat oogwasstations en veiligheidsdouches binnen handbereik zijn. |
| <i>Hygiënische maatregelen:</i>            | Tijdens elke pauze in het gebruik van het product en na werktijd moeten geëxposeerde lichaamsdelen afgewassen worden. Let vooral op handen, onderarmen en gezicht.              |
| <i>Beheersing van milieublootstelling:</i> | Zorg ervoor dat er bij het werken met het product stuw materiaal in de directe nabijheid aanwezig is. Gebruik zo mogelijk opvangbakken bij het werk.                            |

### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Algemeen:</i>    | Gebruik alleen beschermingsapparatuur met het CE-keurmerk. |
| <i>Luchtweegen:</i> |                                                            |

| Werksituatie                              | Type | Klasse | Kleur | Standaard |                                                                                     |
|-------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Als er een risico bestaat van stofvorming | SL   | P3     | Wit   | EN149     |  |

#### Huid en lichaam:

| Werksituatie                    | Aanbevolen                                                                                                                             | Type/Categorie | Normen |                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik als laboratoriumreagens | Gebruik geschikte beschermende kleding, bijvoorbeeld overalls gemaakt van polypropyleen of werkkleding gemaakt van katoen / polyester. | -              | -      |  |

#### Handen:

| Werksituatie                                                   | Materiaal           | Minimale laagdikte (mm) | Doorbraaktijd (min.) | Normen                  |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| In het geval van een lange blootstelling of hoge concentraties | Nitril handschoenen | 0,38                    | > 480                | EN374-2, EN374-3, EN388 |    |
| In het geval van een korte blootstelling of lage concentraties | Nitril handschoenen | 0,2                     | > 30                 | EN374-2, EN374-3, EN388 |  |

#### Ogen:

| Type                                     | Normen |                                                                                       |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Draag een veiligheidsbril met zijstukken | EN166  |  |

## RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

*Fysische toestand:*

Vast

*Kleur:*

Wit

▼ *Geur / Geurdrempelwaarde (ppm):*

Geen relevante of beschikbare gegevens vanwege de aard van het product.

*pH:*

> 13

*Soortelijk gewicht (g/cm<sup>3</sup>):*

2,18 (20 °C)

*Kinematische viscositeit:*

Niet van toepassing op vaste stoffen.

▼ *Deeltjeskenmerken:*

Geen relevante of beschikbare gegevens vanwege de aard van het product.

### Toestandsverandering en damp

*Smeltpunt/vriespunt (°C):*

78

|                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <i>Verwerkingspunt/verwerkingstraject (°C):</i> | Niet van toepassing op vaste stoffen.                                   |
| <i>Kookpunt (°C):</i>                           | 780                                                                     |
| ▼ <i>Dampdruk:</i>                              | Geen relevante of beschikbare gegevens vanwege de aard van het product. |
| <i>Relatieve dampdichtheid:</i>                 | Niet van toepassing op vaste stoffen.                                   |
| ▼ <i>Ontledingstemperatuur (°C):</i>            | Geen relevante of beschikbare gegevens vanwege de aard van het product. |

## Data voor brand- en explosiegevaar

|                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vlampunt (°C):</i>                      | Niet van toepassing op vaste stoffen.                                   |
| ▼ <i>Ontvlambaarheid (°C):</i>             | Geen relevante of beschikbare gegevens vanwege de aard van het product. |
| ▼ <i>Zelfontbrandingstemperatuur (°C):</i> | Geen relevante of beschikbare gegevens vanwege de aard van het product. |
| <i>Ontploffingsgrenzen (% v/v):</i>        | Niet van toepassing op vaste stoffen.                                   |

## Oplosbaarheid

|                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <i>Oplosbaarheid in water:</i>                 | Oplosbaar (72 g/L (20 °C))                                              |
| ▼ <i>n-octanol/water coëfficiënt (LogKow):</i> | Geen relevante of beschikbare gegevens vanwege de aard van het product. |
| ▼ <i>Oplosbaarheid in vet (g/L):</i>           | Geen relevante of beschikbare gegevens vanwege de aard van het product. |

## 9.2. Overige informatie

|                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <i>Andere fysische en chemische parameters:</i> | Geen gegevens beschikbaar.                                              |
| ▼ <i>Oxiderende eigenschappen:</i>              | Geen relevante of beschikbare gegevens vanwege de aard van het product. |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel onder de voorwaarden die genoemd zijn in de rubriek 7 "Hantering en opslag".

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Niet bekend.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen.

### 10.6. ▼ Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij normale omstandigheden van opslag en gebruik, zouden gevaarlijke ontledingsproducten niet moeten worden geproduceerd.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit**

Schadelijk bij inslikken.  
Schadelijk bij inademing.

**Huidcorrosie/-irritatie**

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

**Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Sensibilisatie van de luchtwegen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Sensibilisatie van de huid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Mutageniteit in geslachtscellen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Kankerverwekkend**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Giftigheid voor de voortplanting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**11.2. Informatie over andere gevaren****Effecten op lange termijn**

Weefsel vernietigende bijwerking: Het product bevat stoffen die bijtend zijn. Als damp of aerosolen worden ingeademd, kan dit schade brengen aan de longen en irritatie en een branderig gevoel veroorzaken in de luchtwegen alsmede hoesten. Bijtende stoffen kunnen irreversibele beschadigingen veroorzaken aan de ogen. Bijt in de huid.

**Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die worden beschouwd als het hebben van hormoonverstorende eigenschappen met betrekking tot de gezondheid.

**Overige informatie**

Niet bekend.

**RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE****12.1. ▼ Toxiciteit**

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**12.3. Bioaccumulatie**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die aan de criteria voldoen om ze als PBT en/of zPzB te classificeren.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit mengsel/product bevat geen stoffen die worden beschouwd als het hebben van endocrien-verstorende eigenschappen met betrekking tot het milieu.

### 12.7. ▼ Andere schadelijke effecten

Het product bevat stoffen die ongewenste langetermijnbijwerkingen kunnen geven aan het watermilieu.

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. ▼ Afvalverwerkingsmethoden

Dit product valt onder de wetgeving inzake gevaarlijke afvalstoffen. (\*)

HP 6 - Acute toxiciteit

HP 8 - Corrosief

HP 14 - Ecotoxisch

Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 betreffende afvalstoffen.

Euralcode:

16 05 06\*

Labchemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten, inclusief mengsels van labchemicaliën

### Verontreinigde emballage

Verpakking met restinhoud van het product wegwerken volgens dezelfde voorwaarden als het product.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

|     | 14.1<br>VN | 14.2<br>Juiste ladingnaam van de VN                     | 14.3<br>Transportgevarenklasse(n)                                                                                                         | 14.4<br>PG* | 14.5.<br>Env** | Andere<br>informatie:                                                                                          |
|-----|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR | UN3262     | BIJTENDE BASISCHE<br>ANORGANISCHE VASTE STOF,<br>N.E.G. | Klasse: 8<br>Etiketten: 8<br>Classificatiecode: C6<br> | III         | Nee            | Gelimiteerde<br>hoeveelheden: 5<br>kg<br>Code<br>voor<br>beperkingen in<br>tunnels:<br>(E)<br>Zie<br>hieronder |

|      | 14.1<br>VN | 14.2<br>Juiste ladingnaam van de VN          | 14.3<br>Transportgevaarenklasse(n)                                                                                                        | 14.4<br>PG* | 14.5<br>Env** | Andere<br>informatie:                                                                                                    |
|------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |                                              |                                                                                                                                           |             |               | r voor<br>meer<br>informati<br>e.                                                                                        |
| IMDG | UN3262     | CORROSIVE SOLID, BASIC,<br>INORGANIC, N.O.S. | Klasse: 8<br>Etiketten: 8<br>Classificatiecode: C6<br>   | III         | Nee           | Gelimitee<br>rde<br>hoeveelh<br>eden: 5<br>kg<br>EmS: F-A<br>S-B<br>Zie<br>hieronde<br>r voor<br>meer<br>informati<br>e. |
| IATA | UN3262     | CORROSIVE SOLID, BASIC,<br>INORGANIC, N.O.S. | Klasse: 8<br>Etiketten: 8<br>Classificatiecode: C6<br> | III         | Nee           | Zie<br>hieronde<br>r voor<br>meer<br>informati<br>e.                                                                     |

\* Verpakkingsgroep

\*\* Milieugevaren

#### ▼ Overig

Het product valt onder de conventies voor gevaarlijke goederen.

ADR / Zie tabel A, rubriek 3.2.1, voor eventuele informatie over speciale bepalingen, voorschriften of waarschuwingen in verband met het vervoer. Zie rubriek 5.4.3, voor schriftelijke instructies betreffende het beperken van schade in verband met incidenten of ongevallen tijdens het vervoer.

IMDG / Zie rubriek 3.2.1, voor eventuele informatie over speciale bepalingen, voorschriften of waarschuwingen in verband met het vervoer.

IATA / Zie tabel 4.2, voor eventuele informatie over speciale bepalingen, voorschriften of waarschuwingen in verband met het vervoer.

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

#### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de

## stof of het mengsel

*Beperkingen bij gebruik:*

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

Het product mag niet beroepshalve worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.

*Eisen t.o.v. speciale opleidingen:*

Geen bijzondere eisen.

*SEVESO - Gevarencategorieën / Gevaarlijke stoffen:*

Niet van toepassing.

*Overig:*

Niet van toepassing.

*Bronnen:*

Richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk.

Verordening (EU) Nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 betreffende afvalstoffen.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Nee

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### ▼ De volledige tekst van de H-zinnen genoemd in rubriek 3

H302, Schadelijk bij inslikken.

H314, Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318, Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H332, Schadelijk bij inademing.

H412, Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### De volledige tekst van ter geïdentificeerd gebruik genoemd in rubriek 1

PROC 15 = Gebruik als laboratoriumreagens

PC 21 = Laboratoriumchemicaliën

### Afkortingen en acroniemen

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren

ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ATE = Acute toxiciteitsbeoordeling

BCF = Bioconcentratie Factor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité européenne

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]

CSA = Chemische Veiligheidsbeoordeling  
CSR = rapporten over de chemische veiligheid (CSR - Chemical Safety Reports)  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EAC = Europese Afval Cataloog  
EINECS = European INventory of Existing Commercial Substances  
ES = blootstellingsscenario  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
EuPCS = Europees productindelingssysteem  
GHS = Globaal geharmoniseerd systeem voor indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels  
GWP = Aardopwarmingsvermogen  
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging  
IBC = Tussentijdse bulk container  
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen  
LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt  
MARPOL = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen, 1973 en aangepast door het protocol van 1978. ("Marpol" = zee vervuilend)  
OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor  
RRN = REACH registratie nummer  
SCL = Specifieke concentratielimiet.  
SVHC = Zeer zorgwekkende stoffen  
STOT-RE = specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling  
STOT-SE = specifieke doelorgaantoxiciteit - enkelvoudige blootstelling  
TGG = Tijd gewogen gemiddelde  
UVBC = Stoffen van onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten of biologische materialen.  
VN = Verenigde Naties  
VOS = Vluchtige Organische Stoffen  
zPzB = zeer Persistent en zeer Bioaccumulatief

#### ▼ Overig

De indeling van het stof/mengsel ten aanzien van de gevaren voor de gezondheid in overeenstemming zijn met de berekeningsmethoden die door Verordening (EC) nr 1272/2008 (CLP).

De indeling van het stof/mengsel ten aanzien van de milieurisico's zijn in overeenstemming met de berekeningsmethoden verstrekt door Verordening (EC) nr 1272/2008 (CLP).

#### **Het veiligheidsinformatieblad is gevalideerd door**

FLO

#### **Overig**

Veranderingen ten opzichte van de vorige belangrijke revisie (eerste cijfer in de SDS-versie, zie rubriek 1) van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met een driehoek.

De inlichtingen in dit veiligheidsinformatieblad gelden alleen voor het product genoemd in rubriek 1 en hoeven niet te gelden bij gebruik samen met andere producten.

Het is aan te bevelen dit veiligheidsinformatieblad af te geven aan de eigenlijke gebruiker van het product. De genoemde informatie dient niet als productspecificatie.

Land-taal: NL-nl