

## SIKKERHETSDATABLAD

# Sink, granulert

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Handelsnavn:                  | Sink, granulert                                                    |
| Produkt nr.:                  | 896300                                                             |
| Andre produktidentifikatorer: | Indeksnr.: 030-001-01-9<br>EF-nr.: 231-175-3<br>CAS-nr.: 7440-66-6 |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen: | Ingen spesielle. |
| Ikke tilrådte anvendelser:                                       | Ingen spesielle. |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selskapsopplysninger: | <b>Frederiksen Scientific AS</b><br>Ilebergveien 3<br>NO-3011 Drammen<br>Norge<br>Tel: +47 71 58 89 00 |
| Kontaktperson:        | Anders C. Aaby                                                                                         |
| E-post:               | aca@frederiksen-scientific.com                                                                         |
| Revidert:             | 06.03.2023                                                                                             |
| SDS Versjon:          | 7.0                                                                                                    |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Åpent 24 timer i døgnet.  
 Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00  
 Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Aquatic Chronic 1; H410, Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### 2.2. Merkingselementer

Farer piktogram:



Varselord:

Advarsel

Risikobeskrivelse:

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H410)

**Sikkerhet:**
*Generelt:*

-

*Forebyggelse:*

Unngå utslipp til miljøet. (P273)

*Reaksjon:*

Samle opp spill. (P391)

*Oppbevaring:*

-

*Disponering:*

Innhold/holder leveres i samsvar med lokale bestemmelser. (P501)

*Inneholder:*

Ingen spesielle.

*Annen merkning:*

Ikke relevant.

**2.3. Andre farer**
*Annet:*

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB. Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

**AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**
**3.1. Stoffer**

| Produkt/bestanddel                  | Identifikatorer                                                              | % w/w      | Klassifisering                                   | Anm. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------|
| sinkpulver - sinkstøv (stabilisert) | CAS-nr.: 7440-66-6<br>EF-nr.: 231-175-3<br>REACH:<br>Indeksnr.: 030-001-01-9 | 95 - 100 % | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |      |

**3.2. Stoffblandinger**

Ikke relevant. Dette produktet er et stoff.

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Administrative norm(er) er, hvis tilgjengelig, oppført i avsnitt 8.

**Annen informasjon**

-

**AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK**
**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
*Generelt:*

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.  
Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

*Innånding:*

Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene:

*Hudkontakt:*

Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

*Øyekontakt:*

Ved irritasjon: vask av produktet. Ved fortsatt irritasjon: Oppsøk lege.

*Svelging:*

Ved irritasjon på øyne: Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks med vann (20-30 °C) i minst 5 minutter. Oppsøk lege.

Hvis personen er ved bevissthet, skyll munnen med vann og hold personen under oppsyn. Gi aldri personen noe å drikke. Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen.

*Forbrenning:*

Ikke relevant.

#### **4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Ingen spesielle.

#### **4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ingen spesielle.

*Merknader til lege:*

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

### **AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK**

#### **5.1. Slokkingsmidler**

Egnede slokkingsmidler: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke.  
Uegnede slokkingsmidler: Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

#### **5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannsløkking renne ut i kloakk og vannløp.

#### **5.3. Råd til brannmannskaper**

Brannsløkningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

### **AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP**

#### **6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Ingen spesielle krav.

#### **6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm. Kontakt lokale miljømyndigheter ved utslipp til omgivelsene.

#### **6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Mindre søl tørkes opp med klut. Oppsamling og kasting av stoffet må gjøres med danning av minst mulig støv. Fei og samle opp. Må oppbevares i egnet og tett lukket avfallsbeholder. Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

- 6.4. Henvisning til andre avsnitt**  
 Se avsnitt 13 "Sluttbehandling" om håndtering af avfall.  
 Se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr" for beskyttelsesforanstaltninger.

**AVSNITT 7: HÅNDBTERING OG LAGRING**

- 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**  
 Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler.  
 Se avsnitt 8 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.
- 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**  
 Ingen spesielle betingelser kreves.
- |                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Egnet emballasje:</i>       | Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale.              |
| <i>Oppbevaringstemperatur:</i> | Ingen spesielle krav.                                                            |
| <i>Uforenlige materialer:</i>  | Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler. |
- 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**  
 Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

**AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR**

- 8.1. Kontrollparametrer**  
 Produktet inneholder ikke noen stoffer som er nevnt i den norske listen for stoffer med yrkesmessige begrensninger for eksponering.

**DNEL**

sinkpulver - sinkstøv (stabilisert)

| Varighet:                                                | Opptaksvei: | DNEL:             |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 83 mg/kg bw/day   |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 83 mg/kg bw/day   |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 5 mg/m³           |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding   | 2.5 mg/m³         |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral        | 0.83 mg/kg bw/day |

**PNEC**

sinkpulver - sinkstøv (stabilisert)

| Opptaksvei: | Eksponerings varighet: | PNEC: |
|-------------|------------------------|-------|
|             |                        |       |
|             |                        |       |
|             |                        |       |

- 8.2. Eksponeringskontroll**  
 Ingen kontroll nødvendig under forutsetning av at produktet brukes normalt.
- |                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Generelt:</i>               | Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler. |
| <i>Eksponeringsscenarioer:</i> | Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet. |

|                                               |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Eksponeringsgrenser:</i>                   | Det foreligger ikke eksponeringsgrenser for innholdstoffer i produktet.                                                                     |
| <i>Tekniske tiltak:</i>                       | Utvis alminnelig forsiktighet ved bruk av produktet. Unngå innånding av gass og støv.                                                       |
| <i>Hygieniske tiltak:</i>                     | Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vask alltid hender, underarmer og ansikt. |
| <i>Begrensning av eksponering av miljøet:</i> | Hold oppdemningsmaterialer i nærheten av arbeidsplassen. Samle om mulig inn søl i løpet av arbeidet.                                        |

### Individuelle vernetiltak

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>Generelt:</i>                                | Ingen spesielle krav. |
| <i>Åndedrettsvern:</i><br>Ingen spesielle krav. |                       |
| <i>Kroppsværn:</i><br>Ingen spesielle krav.     |                       |
| <i>Håndvern:</i><br>Ingen spesielle krav.       |                       |
| <i>Øyevern:</i><br>Ingen spesielle krav.        |                       |

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Tilstandsform:</i>              | Fast                                                        |
| <i>Farge:</i>                      | Grå                                                         |
| <i>Lukt / Luktterskel (ppm):</i>   | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| <i>pH:</i>                         | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| <i>Tetthet (g/cm<sup>3</sup>):</i> | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| <i>Kinematisk viskositet:</i>      | Ikke relevant - produktet er et fast stoff                  |
| <i>Partikkelegenskaper:</i>        | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

### Tilstandsending og dampe

|                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Smeltepunkt/Frysepunkt (°C):</i>                    | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| <i>Bløtgjøringspunkt / -område (voks og lim) (°C):</i> | Ikke relevant - produktet er et fast stoff                  |
| <i>Kokepunkt (°C):</i>                                 | Ikke relevant - produktet er et fast stoff                  |
| <i>Damptrykk:</i>                                      | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| <i>Damptetthet:</i>                                    | Ikke relevant - produktet er et fast stoff                  |
| <i>Spaltingstemperatur (°C):</i>                       | Testing er ikke relevant eller mulig pga.                   |

## Data for brann- og eksplosjonsfare

*Flammepunkt (°C):*

*Antennelighet (°C):*

*Selvantennelsestemperatur (°C):*

*Eksplosjonsgrenser (% v/v):*

produktets natur.

Ikke relevant - produktet er et fast stoff

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

Ikke relevant - produktet er et fast stoff

## Løselighet

*Løselighet i vann:*

*Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann):*

*Løselighet i fett (g/L):*

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur.

## 9.2. Andre opplysninger

*Andre fysiske og kjemiske parametere:*

Ingen data tilgjengelige.

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om "Håndtering og lagring".

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen spesielle.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen spesielle.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Produktet blir ikke nedbrutt når det brukes som i avsnitt 1.

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt toksisitet

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | sinkpulver - sinkstøv (stabilisert) |
| Art:               | Rotte                               |
| Opptaksvei:        | Oral                                |
| Test:              | LD50                                |
| Resultat:          | > 5410 mg/m <sup>3</sup> air        |

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | sinkpulver - sinkstøv (stabilisert) |
| Art:               | Rotte                               |
| Opptaksvei:        | Oral                                |
| Test:              | LD50                                |

Resultat: > 2000 mg/kg bw

### **Irritasjon/etsing av huden**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **Alvorlig øyeskade/-irritasjon**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **Åndedrettssensibilisering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **Hudsensibilisering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **Kimcellemutagenisitet**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **Evne til å framkalle kreft**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **Forplantningsgiftighet**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **STOT, enkelteksponering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **STOT, gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### **Aspireringsfare**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

## **11.2. Opplysninger om andre farer**

### **Langsiktige virkninger**

Ingen spesielle.

### **Hormonforstyrrende egenskaper**

Ikke relevant.

### **Andre opplysninger**

Ingen spesielle.

## **AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER**

### **12.1. Giftighet**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | sinkpulver - sinkstøv (stabilisert) |
| Art:               | Fisk                                |
| Varighet:          | Ingen data tilgjengelige            |
| Test:              |                                     |
| Resultat:          | 439 µg/L                            |

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | sinkpulver - sinkstøv (stabilisert) |
| Art:               | Krepsdyr                            |
| Varighet:          | Ingen data tilgjengelige            |
| Test:              |                                     |
| Resultat:          | 1833 µg/L                           |

### **12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Ingen data tilgjengelige.

### **12.3. Bioakkumuleringsevne**

Ingen data tilgjengelige.

I samsvar med Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forordning (EU) nr. 2020/878

#### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige.

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke relevant.

#### 12.7. Andre skadevirkninger

Produktet inneholder økotoksiske stoffer, som kan ha skadelige virkninger for vannlevende organismer.

Produktet inneholder stoffer som kan gi uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

### AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

#### Avfallsbehandlingsmetoder

Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall.

HP 14 Økotoksisk

Innhold/holder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Fraråde tømning i avløp.

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

#### Avfallskode EAL

Ikke relevant.

#### Særlig merking

Ikke relevant.

#### Forurenset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

### AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

|      | 14.1<br>UN | 14.2<br>Varenavn og<br>beskrivelse                           | 14.3<br>Klasse                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.4<br>PG* | 14.5<br>Env** | Annen<br>informasjon:                                                                                 |
|------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | UN3077     | MILJØSKADELIG<br>STOFF, I FAST<br>FORM, N.O.S.               | Klasse: 9<br>Faresedler ADR +<br>RID (kun RID): 9<br>Klassifiseringskod<br>er: M7<br><br> | III         | Ja            | Begrensede<br>mengder: 5 kg<br>Tunnel<br>restriksjonskode<br>: (-)<br>Se mer<br>informasjon<br>under. |
| IMDG | UN3077     | ENVIRONMENTAL<br>LY HAZARDOUS<br>SUBSTANCE,<br>SOLID, N.O.S. | Class: 9<br>Labels: 9<br>Classification<br>code: M7                                                                                                                                                                                                             | III         | Ja            | Limited<br>quantities: 5 kg<br>EmS: F-A S-F<br>Se mer<br>informasjon                                  |



I samsvar med Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forordning (EU) nr. 2020/878

|      | 14.1<br>UN | 14.2<br>Varenavn og<br>beskrivelse                           | 14.3<br>Klasse                                                                                                                           | 14.4<br>PG* | 14.5<br>Env** | Annen<br>informasjon:           |
|------|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|
|      |            |                                                              |                                                         |             |               | under.                          |
| IATA | UN3077     | ENVIRONMENTAL<br>LY HAZARDOUS<br>SUBSTANCE,<br>SOLID, N.O.S. | Class: 9<br>Labels: 9<br>Classification<br>code: M7<br> | III         | Ja            | Se mer<br>informasjon<br>under. |

\* Emballasjegruppe

\*\* Miljøfarer

### Annen informasjon

#### ADR

Disse stoffene er, når de transporteres i enkel eller sammensatt emballasje som inneholder en nettomengde per enkel emballasje eller inneremballasje på 5 L eller mindre for væsker eller som har en nettomasse per enkel emballasje eller inneremballasje på 5 kg eller mindre for faste stoffer, ikke underlagt noen andre bestemmelser i ADR forutsatt at emballasjen oppfyller de alminnelige bestemmelsene i 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 - 4.1.1.8 (ADR).

#### IMDG/IATA

These substances when carried in single or combination packaging's containing a net quantity per single or inner packaging of 5 L or less for liquids or having a net mass per single or inner packaging of 5 kg or less for solids, are not subject to any other provisions of IMDG/IATA provided the packaging's meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 - 4.1.1.8 (IMDG) / 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1, 5.0.2.8 (IATA).

-

ADR / See Tabell A, punkt 3.2.1 for eventuell informasjon om spesielle bestemmelser, krav eller advarsler i forbindelse med transport. Se punkt 5.4.3, for skriftlige instruksjoner om tapsbegrensning ved hendelser eller ulykker under transport.

IMDG / See punkt 3.2.1 for eventuell informasjon om spesielle bestemmelser, krav eller advarsler i forbindelse med transport.

IATA / See Tabell 4.2 for eventuell informasjon om spesielle bestemmelser, krav eller advarsler i forbindelse med transport.

Produktet er omfattet av konvensjonene om farlig gods.

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant.

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige.

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

*Anvendelsesbegrensninger:*

Ingen spesielle.

*Krav om særlig utdanning:*

Ingen spesielle krav.

*SEVESO - Farekategorier / spesifiserte farlige kjemikalier:*

E1 - MILJØFARER, Mengdegrense (Kolonne 2): 100 tonn / (Kolonne 3): 200 tonn

*Deklarering av kjemikalier:*

Dersom produktet importeres til eller produseres i Norge i mengder på 100 kg/år er det registreringspliktig i produktregisteret fordi det er klassifisert som farlig.

*Annen informasjon:*

Ikke relevant.

*Kilder:*

Forskrift 1. juli 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).  
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).  
Forskrift 19. mai 2015 nr. 541 om deklareringsplikt for kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).  
Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).  
Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

### Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3

H400, Meget giftig for liv i vann.

H410, Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### Forkortelser og akronymer

ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier

ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

ATE = Akutt toksisitets estimat

BCF = Biokonsentrasjons faktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne

CLP = Klassifisering, merking og innpakning

CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering

CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport

DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå

DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå

EINECS = Fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske substanser

ES = Eksponeringsscenario

EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring  
EWC = Europeisk Avfallskatalog  
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier  
IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening  
IBC = Middels Bulk Kontainer  
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods  
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann  
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978  
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling  
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig  
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon  
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods  
RRN = REACH registrerings nummer  
SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.  
SVHC = Stoffer med meget høy viktighet  
STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering  
STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering  
TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig  
UN = Forenede Nasjoner  
UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.  
VOC = Flyktig organisk forbindelse  
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

**Annen informasjon**

Klassifiseringen av blandingen når det gjelder miljøfarer er i samsvar med beregningsmetodene som er beskrevet i CLP-forskriften.

**Sikkerhetsdatablad er validert av**

ACA

**Annet**

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatabladet er markert med en blå trekant.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.

Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.

Land-språk: NO-nb